

穴位压力刺激贴使用说明书

【产品名称】:

穴位压力刺激贴

【适用范围】:

贴于人体穴位处，进行外力刺激。无创。

【主要结构及性能特点】:

穴位压力刺激贴由球状体和胶带组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。无创。非无菌提供，一次性使用。球装体由砭石/SU304 不锈钢制成、胶带由医用胶带制成。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含医疗器械分类目录附录所含成分。

【型号规格】:

穴位压力刺激贴的基本尺寸和允差应符合下表 1 的要求。

表 1 穴位压力刺激贴的尺寸表 单位：毫米

规 格	球状体尺寸	
	直径	允差
1.0mm	1.0	10%
1.2mm	1.2	
1.4mm	1.4	
1.6mm	1.6	

【使用方法】:

- 1、选择适当规格型号的穴位压力刺激贴，打开包装盒，撕开塑料包装袋取出穴位压力刺激贴，即可使用。
- 2、先对穴位部位用 75%的酒精清洁后，用镊子从侧面将粘贴胶布从塑料板上取下，根据相应的病症选择适当的穴位将球状体压于穴位，并用手或镊子将其与皮肤粘贴牢固。

【注意事项】:

- 1、使用前请详细阅读使用说明书。
- 2、使用本产品后废弃时应统一集中后按医疗器械废弃物处理。
- 3、本产品有效期为三年，过期不准使用。

【禁忌症】:

- 1、外耳患有湿疹、溃疡、孕妇、有习惯性流产者慎用。
- 2、皮肤过敏者慎用。

【贮存】:

本产品应储存在无腐蚀性气体、通风良好、清洁的环境内。

【生产日期】: 见标签

【使用期限】: 见标签

【备案人/生产企业/售后服务单位】 苏州市仲景生命科技有限公司

【生产企业住所/生产地址】: 苏州市吴江区松陵镇八坼社区联华路 197 号

【备案人住所】: 苏州市吴江区松陵镇八坼社区联华路 197 号

【医疗器械产品技术要求编号】: 苏苏械备 20210442

【医疗器械产品备案凭证号】: 苏苏械备 20210442

【医疗器械生产备案凭证号】: 苏苏药监械生产备 20217006 号

【备案人/生产企业/售后服务联系方式】: 邮编: 215222 电话: 0512-63360901

【说明书修订日期】: 2024 年 01 月 25 日

